

Dialyse péritonéale

DPCA : Dialyse péritonéale continue ambulatoire

TWIN BAG^{MD}

Le système de choix pour les patients canadiens sous DPCA.

Quand il s'agit de vos patients, faites confiance à TwinBag (poches jumelées)

- Conception simple, traitement réussi
- Conçu pour optimiser l'efficacité de la purge du dialysat
- Protège contre la contamination par contact
- Permet d'éliminer efficacement les contaminants potentiels
- Mis au point pour réduire au minimum le blocage par la fibrine
- Sans latex



NUMÉRO DE CATALOGUE	CONCENTRATION	CAPACITÉ (mL)	VOLUME DE LA POCHE DE DRAINAGE (mL)	QTÉ/ CAISSE
---------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	-------------

DIANEAL^{MD} – PD4

Na 132, Ca 1.25, Mg 0.25, Cl 95, Lactate 40 mmol/L

JB9415 3503 664 201	Dextrose à 1.50%	1500	2000	6
JB9425 3503 664 395	Dextrose à 2.50%	1500	2000	6
JB9435 3503 664 005	Dextrose à 4.25%	1500	2000	6
JB9416 3503 663 815	Dextrose à 1.50%	2000	2500	6
JB9426 3503 664 515	Dextrose à 2.50%	2000	2500	6
JB9436 3503 664 015	Dextrose à 4.25%	2000	2500	6
JB9418 3503 664 520	Dextrose à 1.50%	2500	3000	4
JB9428 3503 664 540	Dextrose à 2.50%	2500	3000	4
JB9438 D	Dextrose à 4.25%	2500	3000	4

DIANEAL^{MD} – PD101


Na 132, Ca 1.62, Mg 0.75, Cl 101.75, Lactate 35 mmol/L

AD JB9806 3503 663 598	Dextrose à 0.50%	2000	2500	6
JB9816 D	Dextrose à 1.50%	2000	2500	6
JB9826 D	Dextrose à 2.50%	2000	2500	6
JB9836 D	Dextrose à 4.25%	2000	2500	6

Dialyse péritonéale

DPCA : Dialyse péritonéale continue ambulatoire

TWIN BAG^{MD} (suite)



CAPUCHON AVEC CODES COULEURS REPRÉSENTANT LES CONCENTRATIONS

Blanc	= dextrose à 0,50 % (Dianeal ^{MD})
Jaune	= dextrose à 1,50 % (Dianeal ^{MD}) et glucose à 1,36 % (Physioneal ^{MD})
Vert	= dextrose à 2,50 % (Dianeal ^{MD}) et glucose à 2,27 % (Physioneal ^{MD})
Rouge	= dextrose à 4,25 % (Dianeal ^{MD}) et glucose à 3,86 % (Physioneal ^{MD})
Violet	= icodextrine à 7,5 % (Extraneal ^{MD})

NUMÉRO DE CATALOGUE	CONCENTRATION	CAPACITÉ (mL)	VOLUME DE LA POCHÉ DE DRAINAGE (mL)	QTÉ/CAISSE
---------------------	---------------	---------------	-------------------------------------	------------

EXTRANEAL^{MD}

Na 132, Ca 1,75, Mg 0,25, Cl 96, lactate 40 mmol/L

JB9912	Solution d'icodextrine à 7,5 %	2 000	2 500	6
JB9913	Solution d'icodextrine à 7,5 %	2 500	3 000	4

360000105
370000114

PHYSIONEAL^{MD}

Na 132, Ca 1,25, Mg 0,25, Cl 95, lactate 15, bicarbonate 25 mmol/L

JB8249	Glucose à 1,36 %	2 000	2 500	6
JB8251	Glucose à 2,27 %	2 000	2 500	6
JB8254	Glucose à 3,86 %	2 000	2 500	6
JB8250	Glucose à 1,36 %	2 500	3 000	5
JB8252	Glucose à 2,27 %	2 500	3 000	5

360000105
360000105
360000105
370000099
370000100

Dialyse péritonéale

DPA - Dialyse péritonéale automatisée

Solutions avec Luer verrouillant pour système de DPA

NUMÉRO DE CATALOGUE	CONCENTRATION	CAPACITÉ (mL)	QTÉ/CAISSE
---------------------	---------------	---------------	------------

DIANEAL^{MD} – PD4

Na 132, Ca 1,25, Mg 0,25, Cl 95, lactate 40 mmol/L

JB4769L	Dextrose à 1,50 %	3 000	4
JB4770L	Dextrose à 2,50 %	3 000	4
JB4771L	Dextrose à 4,25 %	3 000	4
JB9719L	Dextrose à 1,50 %	5 000	2
JB9729L	Dextrose à 2,50 %	5 000	2
JB9749L	Dextrose à 4,25 %	5 000	2

DIANEAL^{MD} – PD101

Na 132, Ca 1,62, Mg 0,75, Cl 101,75, lactate 35 mmol/L

JB4821L	Dextrose à 0,50 %	2 000	6
JB5618L	Dextrose à 1,50 %	2 500	5
JB5658L	Dextrose à 2,50 %	2 500	5
JB5619L	Dextrose à 1,50 %	5 000	2
JB5659L	Dextrose à 2,50 %	5 000	2
JB5669L	Dextrose à 4,25 %	5 000	2

EXTRANEAL^{MD}

Na 132, Ca 1,75, Mg 0,25, Cl 96, lactate 40 mmol/L

JB9923LP	Solution d'icodextrine à 7,5 %	2 500	5
----------	--------------------------------	-------	---

PHYSIONEAL^{MD} 40

Na 132, Ca 1,25, Mg 0,25, Cl 95, lactate 15, bicarbonate 25 mmol/L

JB8291	Glucose à 1,36 %	2 500	5
JB8290	Glucose à 2,27 %	2 500	5
JB8289	Glucose à 3,86 %	2 500	5

PHYSIONEAL^{MD} 40

Na 132, Ca 1,25, Mg 0,25, Cl 95, lactate 15, bicarbonate 25 mmol/L

CJPE8280	Glucose à 1,36 %	5 000	2
CJPE8281	Glucose à 2,27 %	5 000	2
CJPE8282	Glucose à 3,86 %	5 000	2